

*Plasma Rich by Dermalstyle*  
*Effizienz steigern, Ergebnisse verbessern*

**W&O**  
medical esthetics GmbH

# Plasma Rich by Dermalstyle.

Effizienz steigern, Ergebnisse verbessern


**Plasma Rich by Dermalstyle** PRP Tubes ist ein durchdachtes **geschlossenes System**, das darauf abzielt, den Trennungsprozess von plättchenreichem Plasma (PRP) zu **vereinfachen und zu optimieren**, um eine PRP-Konzentration sicherzustellen, die das 1,5-fache des Ausgangswerts übersteigt.\*

Jedes Plasma Rich-Kit umfasst 6 von 10-ml-Vakuumröhrchen, die mit Antikoagulans vorbefüllt sind und zur Einmalverwendung bestimmt sind. Dank ihres Designs und ihrer Größe sind diese Röhrchen mit den meisten auf dem Markt erhältlichen **Zentrifugen kompatibel** und liefern hochwertiges PRP **in nur 4 Minuten**.

**Sicherheit und Effizienz** stehen bei Plasma Rich im Mittelpunkt. Das geschlossene Systemdesign stellt eine **kontaminationsfreie Aufbereitung** sicher, die nur einen **einzigsten Zentrifugationsvorgang** erfordert. Zudem ist PlasmaRich CE-gekennzeichnet und entspricht den ISO-Normen, was **Zuverlässigkeit und Qualitätssicherung** gewährleistet.

PlasmaRich wurde von der Akdeniz-Universität getestet und zugelassen, was seine **Wirksamkeit und Leistung** belegt.

*\* Leistungstests durch die Akdeniz Universität durchgeführt.*



## Produktspezifikationen

**Inhalt:** 6 Einheiten à 10 ml Vakuumröhrchen, vorbefüllt mit Antikoagulans.

**Antikoagulans:** 1 ml Natriumcitrat im Röhrchen

**Plasmaextraktion:** 4-5 ml pro Röhrchen.

**Frei von Zusatzstoffen:** Kein Trenngel, kein Ficoll.

**Kompatibilität:** Geeignet für die meisten Zentrifugen.

**Röhrchensterilität:** innen und außen

**Status:** CE-zertifiziertes Medizinprodukt der EU Klasse IIB



## Anwendungsbereiche



Ästhetische Medizin



Orthopädie



Haartransplantation



Haarwachstum



Regenerative Medizin



Diabetesgeschwüre




Zahnmedizin



Wundbehandlung



Frauenheilkunde



Urologie

## Produktvorteile

### **Hoch-Qualitatives PRP**

Plasma Rich bietet PRP von herausragender Qualität und Konzentration für bestmögliche Leistung und Patientenzufriedenheit.

### **Zeiteffizient**

Erhalten Sie hochwertiges plättchenreiches Plasma in nur 4 Minuten mit einem einzigen Zentrifugalvorgang und verkürzen Sie die Verarbeitungszeit erheblich.

### **Sicherheit und Sterilität**

Plasma Rich nutzt ein geschlossenes System zum einmaligen Gebrauch, um das Kontaminationsrisiko zu minimieren, und damit Sterilität sowie Sicherheit zu gewährleisten.


### **Biokompatibel**

Plasma Rich-Röhrchen ist frei von Zusatzstoffen, was das Risiko von Entzündungen und Allergien ausschließt. 100 % autolog, 100 % biokompatibel, 100 % sicher.

### **Kosteneffizienz und Vertrauen**

CE-zertifiziertes Medizinprodukt der Klasse IIb, das Kosteneffizienz ohne Abstriche bei Qualitäts- oder Sicherheitsstandards bietet.





Testen Sie Plasma Rich von Dermalstyle – Ihre Lösung für hochwertige PRP-Prozeduren. Erfahren Sie Spitzenqualität, Wirksamkeit und Sicherheit.

**Kontaktieren Sie uns jetzt, um weitere Informationen zu erhalten.**

**W&O MEDIZINISCHE ÄSTHETIK GMBH**  
Nördliche Münchner Straße 27A,  
D-82031 Grünwald

T: +49 (0) 89 9090153920  
E: [bestellung@wo-med.com](mailto:bestellung@wo-med.com)  
W: [www.wo-med.com](http://www.wo-med.com)



**W&O**